




snøgg®



ØYESKADER

Snøgg øyeskylle • Snøgg pH Neutral øyeskylle
Sterisol øyeskylle • Cederroth øyeskylle





1

Snøgg Øyeskylle

Snøggs øyeskyllevæske inneholder 0,9 % natriumkloridløsning og er steril og enkel å bruke. Øyeskylleflasken har en spesielt utviklet kopp som passer til øyets form og gir en skånsom og jevn skylling.

Produktinformasjon:

H: 21,7 cm, B: 8 cm, D: 8 cm

- 1 Best.nr: 215000 Øyeskyllestasjon
- 2 Best.nr: 215010 Øyeskylleflaske à 500 ml.

Øyeskylle 30 ml

Ampuller med øyeskyllevann 0,9% natriumkloridløsning 30 ml. Selges enkeltvis. Pakning à 20 stk.

- 3 Best.nr: 114001 Øyeskylle 30 ml.



2



3

ØYESKADER



Øyeskylle

Øynene er svært sårbare og ofte utsatt for små uhell. Du kan forhindre skader dersom du får iverksatt skylning så fort som mulig. Riktig plassering av Snøgg øyeskyllevæske kan være avgjørende for skadens omfang. Alle Snøggs øyeskyllesystemer tar liten plass og er enkle å montere. Ved å fastmontere kabinett eller øyeskyllestasjon, vet alle hvor øyeskylle finnes til enhver tid.



4



4



4

Snøgg Øyeskyllekabinett

Øyeskylleflasker skal finnes der hvor det er fare for irriterende smuss, eller væsker som kan forårsake skader på øyet. Snøggs øyeskyllevæske inneholder 0,9 % natriumkloridløsning er steril og enkel å bruke. Øyeskylleflasken har en spesielt utviklet kopp som passer til øyets form og gir en skånsom og jevn skylning.

Produktinformasjon:

H: 26 cm, B: 17 cm, D: 9 cm

Farge: Oransje

- 4 Best.nr: 215015 Snøgg øyeskyllekabinett inneholder 2 stk. flasker à 500 ml.

pH Neutral effektiv førstehjelp ved ulykker med syrer og baser. Kjemikalier kan komme i øyet som fast, flytende eller gassaktig stoff. Et overoppladet bilbatteri som eksploderer kan medføre alvorlige syreskader på øyet. Enda verre kan det gå med noen få dråper sterk base/lut, som på kort tid kan føre til en varig skade på hornhinnen.

- Inneholder 4,9% fosfatbuffer
- Virker på alle kjente kjemikalier
- Har en nøytraliserende effekt i motsetning til sterilt vann som kun fortynner.



pH Neutral øyeskylle

pH Neutral stopper effektivt etseskader i øynene og kan med like stor effekt brukes overalt ellers på kroppen.

- 5 Best.nr: 215013 Øyeskylleflaske, pH Neutral, 200 ml.

pH Neutral nøddusj stasjon

Nøddusj-stasjonen kommer komplett med 1 liter pH Neutral, samt oppheng og brukerveiledning.

- 6 Best.nr: 215017 pH Neutral Nøddusj stasjon 1 ltr refill
7 Best.nr: 215016 pH Neutral Nøddusj stasjon

Veske

Veske for pH Neutral 200 ml

- 8 Best.nr: 22300 Veske for pH Neutral 200 ml



ØYESKADER



9



9



9

Snøgg Øyeskyllekabinett med pH Neutral

Dette er den perfekte kombinasjon ved ulykker med syrer og baser/lut. pH Neutral brukes først for effektivt å stoppe skaden som påføres øyet, og Snøgg øyeskylleflaske brukes under transport til lege. pH Neutral øyeskyllekabinett er støvtett og komplett med veggoppheng. Kabinettet kan enkelt gjøres om til en mobil enhet.

Produktinformasjon:

Høyde: 260 mm, Bredde: 170 mm, Dybde: 90 mm
Farge: Oransje

- 9 Best.nr: 215014 Snøgg Øyeskylle kabinett inkl. pH Neutral 200 ml og 1 fl. 500 ml



10 11

Sterisol Øyeskylle

Sterisol øyeskylle veggstativ for 2 flasker.
Leveres enkeltvis.

- 10 Best.nr: 212521 Sterisol Øyeskylle 1 ltr
- 11 Best.nr: 25565 Sterisol Stativ for 2 fl. 1 ltr.



12

14

13

15

Cederroth Øyeskylle

Den integrerte støvbeskytteren holder øyekoppen ren og fin.
Støvbeskytteren fungerer samtidig som en åpningsanordning.
Flasken åpnes automatisk når den vris ut av veggholderen og
må derfor brukes med en gang.

- 12 Best.nr: 7221 Cederroth Øyeskylle 215021, 235 ml
- 13 Best.nr: 725200 Cederroth Øyeskylle 215022, 2 fl. à 500 ml
- 14 Best.nr: 7200 Cederroth oppheng til øyeskylle 215025

Øye og sårvaskspray

En spray for å skylle og rense øyne og sår for støv og skitt.
Sprayen kan brukes flere ganger og er steril til siste dråpe.
Passer i førstehjelpsstasjonen.

- 15 Best.nr: 726000 Cederroth Øye og sårvaskspray 150 ml 215024